

Conlight – Manual de instruções

Descrição do produto

Conlight é um material em forma de gel fotopolimerizável que foi desenvolvido para a toda modelação direta na boca. Pode ser aplicado diretamente desde a seringa, se esvazia depois de repassá-lo e se cola em metal ou cerâmica. É calcinável e não deixa resíduos. Sua polimerização sem ter que aplicar vácuo. Conlight não está desenvolvido para manter permanentemente na boca.

Composição

Dimetacrilato de diuretano, tetrahidrofurfurilmetacrilato, substâncias tixotrópicas, iniciadores foto.

Color

Amarelo

Campos de indicação

- Para a modelação de pinos de forma direta
- Bloqueio intraoral de trabalhos a colar
- Fixação intraoral de peças a colar
- Elaboração de topes

Propriedades e vantagens

Conlight é aplicado de forma líquida e, mesmo assim, é estável. Devido às propriedades do material se gasta pouco em material e tempo. Conlight não tem sabor nem cheiro. Por exemplo, o material pode ser introduzido na incrustação do canal radicular preparada e o pino pode ser modelado livremente. Se pode repassar depois da fotopolimerização com as máquinas de luz comuns. O pino terminado é muito estável, preciso e se pode levantar sem deformações. Conlight se queima sem deixar resíduos e garante um perfeito ajuste do pino colado.

Observações para o uso

Depois de tirar a tampa da seringa é recomendável colocar a cânula de um só uso para uma aplicação exata. Depois do uso se deve voltar a fechar a seringa. Para limitar a contração durante a polimerização se devem modelar camadas de Conlight de um máximo de 2 mm e seguidamente fotopolimerizar. A polimerização de camadas superiores a 2 mm podem causar a liberação de temperaturas altas e produz tensões. Portanto, um ajuste exato não está garantido. Polimerizar cada camada com a lâmpada halógena durante 10 segundos. Uma vez terminado se procede a fotopolimerização final de 40 segundos.

Importante: Ao modelar com várias camadas não se deve tirar a camada de inibição da superfície posto que ela garante uma união ótima entre as camadas e evita tensões.

Correções: Em caso de ter que corrigir um trabalho endurecido e repassado com instrumentos rotativos este deve de estar isento de gorduras e sujeiras antes de voltar a aplicar o Conlight.

Não tirar a camada de inibição com acetona antes de ter terminado completamente o trabalho.

Informação para o colado

O objeto se esvazia e se cola como se realiza com os materiais habituais do mercado.

Aviso de precaução

Conlight não deve estar em contato com a mucosa ou estar permanentemente na boca. Em pessoas sensíveis se pode produzir uma sensibilização pelo produto. Neste caso recomendamos não seguir o uso.

Instruções para a conservação

Armazenar entre 4 y 25 °C.

Proteger as seringas do calor e da luz direta do sol.

Não usar depois da data de vencimento.

Forma de apresentação

3 x 3 gramas de Conlight em seringas.

9 cânulas em uma caixa de plástico.

Data da última modificação: 29.05.2005

Fabricante

DeltaMed GMBH
D-61169 Friedberg

CE 0124

Este produto foi desenvolvido para a aplicação no setor dental e deve ser usado segundo as indicações de uso. O fabricante não se responsabiliza por danos ocasionados por mau uso. Além disso, o usuário fica obrigado a comprovar o material antes de sua utilização, se é adequado para seus fins e, sobretudo, se os tais fins estão indicados nas instruções.