



## Denseo HiQ-Bonder<sup>®</sup>: Instrucciones de uso



### Limpieza a Vapor


Limpiar la estructura de circonio sinterizado con vapor y dejarla secar.

Recomendamos: No chorree la estructura antes de aplicar el bonder



### Aplicación HiQ-Bonder

Use un pincel para opacar limpio y aplique una capa uniforme del HiQ-Bonder.




### Cocción

Dependiendo del horno, los resultados pueden variar. El HiQ-Bonder debe mostrar una alta translucidez y un alto brillo después de la cocción. Por favor, siga la tabla de cocción.



### Chorrear Ligeramente

Para lograr una unión óptima entre la estructura de circonio y el recubrimiento de cerámica, le aconsejamos chorrear ligeramente la estructura con óxido de aluminio de 50 micras a 1 bar. Posteriormente la superficie debe tener un aspecto mate uniforme.



### Limpieza a Vapor

Limpiar la estructura de circonio con vapor y dejarla secar bien. Evite cualquier contaminación con grasa por tocar la estructura con los dedos.



### Recubrimiento

Seguir recomendación de fábrica.

### Tabla de cocción

Temperatura inicial:	500° C
Secar antes durante:	4 minutos
Incremento de temperatura:	65° C
Temperatura Final:	1050° C
Tiempo de Espera:	1 minuto
Vacio Inicio:	500° C
Vacio Final:	1050° C

### Importante:

Las temperaturas de cocción son aproximadas. Puede haber diferencias entre distintos hornos y si es necesario deberían ser ajustadas.

