

Conlight es un material fotopolimerizable en forma de gel que fue desarrollado para la modelación universal directa en boca. Al estar hecho de un sólo componente, resulta muy superior a otros materiales de sistemas bicomponentes (polvo - líquido).

ferulizar ... fijar ... modelar

- ▶ Producto sanitario certificado de clase IIa
- ▶ Fácil de aplicar (tixotrópico); gran ahorro de tiempo
- ▶ Sin olor ni sabor (libre de MMA); biocompatible
- ▶ Endurece en cuestión de segundos con todas las máquinas de luz comunes
- ▶ Una vez endurecido se puede reparar, y está libre de deformaciones
- ▶ Es muy duro; no embota las fresas
- ▶ Aplicación en jeringuilla; muy cómodo para paciente y médico
- ▶ 100% calcinable; no deja residuos
- ▶ Tiene un efecto fluorescente para mayor visibilidad

Indicaciones

- ▶ Modelación universal en boca (topes, pernos etc.)
- ▶ Ferulizar trabajos de implantes para mayor seguridad en las impresiones de arrastre
- ▶ Fijación intraoral de piezas metálicas



3 jeringuillas de 3 g.
9 cánulas



Kiero Handlight



Modelación precisa de pernos en boca



Fotopolimerización rápida en boca



Ferulización en boca de estructuras metálicas



Ferulización de postes de impresión para implantes



Féculas de comprobación



Escanea el QR para ver el video