

# KIERO FORM

» Ρητίνη μοντελαρίσματος γενικής χρήσης «

Το Kiero Form είναι μια φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη σε μορφή gel για μοντελάρισμα φρεζαριστών εργασιών και τμήματα συνδέσμων ακριβείας. Πολυμερίζεται με συνήθεις συσκευές πολυμερισμού (320-500nm). Εφαρμόζεται κατ'ευθείαν μέσα από το σωληνάριο. Μετά τον πολυμερισμό είναι ιδιαίτερα σκληρό και δουλεύεται με ευκολία.



3 σύριγγες των 3 γρ

- ▶ Οι εργασίες που μοντελάρονται με το υλικό αυτό είναι πολύ σταθερές και μπορούν να αφαιρεθούν από εκμαγείο χωρίς στρεβλώσεις (το ίδιο και μέσα στο στόμα)
- ▶ Συνδυάζεται με απλά ή φωτοπολυμεριζόμενα κεριά
- ▶ Καίγεται πλήρως χωρίς το παραμικρό υπόλειμμα
- ▶ Χρήση σε πρεσσάρισμα κεραμικών

## Ενδείξεις

- ▶ Μοντελάρισμα γεφυρών, στεφανών, ενθέτων και επενθέτων
- ▶ Μοντελάρισμα τηλεσκοπικών στεφανών και συνδέσμων ακριβείας
- ▶ Σταθεροποίηση τμημάτων για συγκόλληση
- ▶ Δημιουργία χώρου για το υλικό λεύκανσης στους αντίστοιχους νάρθηκες
- ▶ Κάλυψη ευαίσθητων σημείων κατά την αμμοβόλησή τους
- ▶ Κάλυψη υποσκαφών σε εκμαγεία

