

Kiero White Home Bleaching



Kiero White Home Bleaching

A base de peróxido de carbamida al 22% ó 30%.

Gel de un componente para la fácil aplicación en casa o en la sala de espera con férula. Se blanquea toda la arcada dental.

Se aplica durante aprox. 30 minutos diariamente durante una semana. Una caja vale para un solo paciente. La caducidad es de 24 meses. El valor pH neutro garantiza un blanqueamiento sin molestias y eficiente.

It's so easy!



¡Efecto inmediato!

Peróxido de carbamida al 22% ó 30%

El kit contiene:

4 jeringas de 3ml

Instrucciones de uso

Kiero White Home Bleaching es oficialmente registrado en la AEMPS.

Kiero White - Home Bleaching

C/ Isabel Colbrand, 10 Nave 147 | 28050 Madrid - Spain | Tel. + 34 917.362.317 | info@kuss-dental.com | www.kuss-dental.com

KUSS
DENTAL
Innovative Products
Made in Europe