

AcriFix es una resina antialérgica fotopolimerizable de precisión, en gel y libre de metacrilato de metilo para laboratorio y clínica. Es un producto sanitario de clase IIA certificado para la utilización en boca. Es estable, no se deforma y fácil de aplicar por ser un único componente. Endurece mediante lámparas de luz entre 360 y 420 nm sin vacío. Debido a su forma compacta se puede reparar con facilidad lográndose un acabado muy brillante. Existe en colores rosa y A3.

## Indicaciones

- ▶ Correcciones de pequeños defectos (poros, grietas) y terminaciones en general. Especialmente en carga inmediata
- ▶ Composturas en toda clase de prótesis removible
- ▶ Sellado de chimeneas oclusales de prótesis atornilladas sobre implantes
- ▶ Fijación de ataches y dientes en boca
- ▶ Provisionales
- ▶ Aumento de la dimensión vertical de dientes de acrílico
- ▶ Diseño de papilias
- ▶ Confección de parciales sin llave de silicona

## Reposiciones

- ▶ Jeringuilla de 3 g. de color **rosa**
- ▶ Jeringuilla de 3 g. de color **A3**
- ▶ Frasco de 5 ml de bonding



**El kit contiene:**  
3 jeringuillas de 3 g. de color rosa  
5 ml de bonding  
12 cánulas de aplicación



Composturas



Prótesis sobre implantes



Parciales



Cierre oclusal de tornillos con rosa o A3



Alargamiento de piezas de acrílico



Fijación de ataches

Importador:



c/ Isabel Colbrand 10 Nave 95  
28050 Madrid - España  
Tel. + 34 91 736 23 17  
Fax. + 34 91 736 23 18  
www.kuss-dental.com

Distribuidor:



Escanea el QR para ver el video