

Conlight es un material de un solo componente, fotopolimerizable, tixotrópico y en gel que fue desarrollado para la modelación universal directa en boca. Como es de un sólo componente, resulta muy superior a otros materiales de sistemas bicomponentes de polvo y líquido evitando irritaciones de los tejidos.



El kit contiene:
3 jeringuillas de 3 g.
9 cánulas de aplicación

ferulizar ... fijar ... modelar

- ▶ Producto sanitario certificado de clase IIA (marcado CE)
- ▶ Fácil de aplicar (tixotrópico); gran ahorro de tiempo
- ▶ Sin olor ni sabor (libre de MMA); biocompatible
- ▶ Endurece en cuestión de segundos con todas las máquinas de luz comunes (320-550nm)
- ▶ Una vez endurecido se puede reparar fácilmente y está libre de deformaciones
- ▶ Es muy duro; no embota las fresas
- ▶ Aplicación en jeringuilla; muy cómodo para paciente y médico
- ▶ 100% calcinable; no deja residuos
- ▶ Tiene un efecto fluorescente para mayor visibilidad en zonas de difícil acceso

Indicaciones

- ▶ Modelación universal en boca (topes, pernos etc.)
- ▶ Ferulizar trabajos de implantes para mayor seguridad en las impresiones de arrastre
- ▶ Fijación intraoral de piezas metálicas



Kiero Handlight



Modelación precisa de pernos en boca



Fotopolimerización rápida en boca



Ferulización en boca de estructuras metálicas



Ferulización de postes de impresión para implantes



Férulas de comprobación



Escanea el QR para ver el video