


Gracias al sistema de doble casquillo se pueden usar fresas de distintos diámetros en una sola férula



tubo

en

tubo

- El casquillo interior igual al diámetro de la fresa
- El casquillo exterior se integra en la férula
- Existen con tope o en forma de embudo
- También abierto lateralmente para posteriores

Para la elaboración convencional en el laboratorio:

Fresas para casquillos

Llaves de inserción

Sujeta casquillos



Otros productos de la casa Steco para su clínica o laboratorio dental

StecoTitanmagnetics®

Prótesis fijada por fuerza magnética para personas mayores con movilidad reducida



StecoGuide


Casquillos de titanio para cualquier tipo de guía quirúrgica



c/ Isabel Colbrand 10 Nave 95
28050 Madrid - España
Tel. + 34 91 736 23 17
Fax. + 34 91 736 23 18
www.kuss-dental.com



Nuestros casquillos
-en todos los casos- ...



...guían seguros

FAT-STCAS_V.1_250319

Casquillos de titanio para guías quirúrgicas

- para todos los programas de diseño
- para todos los sistemas guiados
- para todos los protocolos habituales

Los casquillos StecoGuide se pueden incorporar en todos los programas abiertos de planificación 3D.

- ajustado al kit quirúrgico original
- bordes reducidos en casos de poco espacio
- económicos



Casquillos de titanio universales para la elaboración de guías quirúrgicas y de planificación

- distintas geometrías
- alta calidad de precisión
- gran surtido \varnothing 1,13 - 3,50 mm



¡Conoce el singular sistema de doble casquillo!