

# KIERO PLAST

» Διαμόρφωση μοναδικής ευκολίας «

Το Kiero Plast είναι ένα composite γενικής χρήσης σε μορφή πάστας. Καίγεται πλήρως ακόμα και σε κατασκευές μεγάλου πάχους και πολυμερίζεται σε συνηθισμένες συσκευές (με μήκος κύματος 320-500nm). Η ευκολία χρήσης του με το χέρι είναι εξαιρετική.

## Ενδείξεις εφαρμογών

Ιδανικό για μοντελάρισμα εμφυτευματικών υπερκατασκευών, για παντογράφους και CAD/CAM συστήματα, άζονες μεταφοράς abutment, μικτές αποκαταστάσεις κλπ.

- ▶ Χρησιμοποιείται για μοντελάρισμα κάθε τύπου
- ▶ Κατασκευή επιεμφυτευματικών δοκών (μπάρες)
- ▶ Κλειδιά μεταφοράς
- ▶ Οδηγοί μεταφοράς abutment
- ▶ Καταγραφές δήξης

## Ιδιότητες και πλεονεκτήματα

- ▶ Υλικό ενός συστατικού για άμεση χρήση
- ▶ Παράλληλη χρήση με απλό ή φωτοπολυμεριζόμενο κερί
- ▶ Εύκολη χρήση με το χέρι λόγω χαμηλής επιφανειακής τάσης
- ▶ Πλήρης σκλήρυνση με ένα πολυμερισμό
- ▶ Σταθερές διαστάσεις και εξαιρετική ποιότητα εφαρμογής
- ▶ Εύκολος τροχισμός με carbide ή λειαντικά λάστιχα
- ▶ Μεγάλος χρόνος εργασίας
- ▶ Ταχύτατος πολυμερισμός
- ▶ Χρήση οποιασδήποτε συμβατικής συσκευής πολυμερισμού



Συσκευασία 30 γρρ.

Για λεπτομερέστερο μοντελάρισμα προτείνεται το KIERO FORM

