

## STECO - Lista de Casquillos e Instrumentos



Descripción	Dimensiones	REF	Cantidad	PVP
Casquillo de titanio (unico) <b>2,00</b>	D 3,00 / d <b>2,00</b> / L5	STM2701D200L5	10	68,00 €
Casquillo de titanio (unico) <b>2,35 corto</b>	D 3,00 / d <b>2,35</b> / L5	STM2701D235L5	10	68,00 €
Casquillo de titanio (unico) <b>2,35 largo</b>	D 3,00 / d <b>2,35</b> / L10	STM2701D235	10	68,00 €
Los casquillos interiores se puede combinar con casquillos exteriores o usar de forma individual				
Casquillo de titanio, interior (con embudo) <b>1,50 corto</b>	D 3,50 / d <b>1,50</b> / L6	STM2703D150L6	10	82,50 €
Casquillo de titanio, interior (con embudo) <b>1,50 largo</b>	D 3,50 / d <b>1,50</b> / L10	STM2703D150	10	82,50 €
Casquillo de titanio, interior (con embudo) <b>1,60</b>	D 3,50 / d <b>1,60</b> / L6	STM2703D160L6	10	82,50 €
Casquillo de titanio, interior (con embudo) <b>2,00 corto</b>	D 3,50 / d <b>2,00</b> / L6	STM2703D200L6	10	82,50 €
Casquillo de titanio, interior (con embudo) <b>2,00 largo</b>	D 3,50 / d <b>2,00</b> / L10	STM2703D200	10	82,50 €
Casquillo de titanio, interior (con embudo) <b>2,20</b>	D 3,50 / d <b>2,20</b> / L6	STM2703D220L6	10	82,50 €
Casquillo de titanio, interior (con embudo) <b>2,35 corto</b>	D 3,50 / d <b>2,35</b> / L6	STM2703D235L6	10	82,50 €
Casquillo de titanio, interior (con embudo) <b>2,35 largo</b>	D 3,50 / d <b>2,35</b> / L10	STM2703D235	10	82,50 €
Casquillo de titanio, interior (con embudo) <b>2,50</b>	D 3,50 / d <b>2,50</b> / L6	STM2703D250L6	10	82,50 €
Casquillo de titanio, interior (con embudo) <b>2,80</b>	D 3,50 / d <b>2,80</b> / L6	STM2703D280L6	10	82,50 €
Casquillo de titanio, interior (con tope plano)	D 3,50 / d <b>1,16</b> / L5	STM2724D116L5	10	82,50 €
Casquillo de titanio, interior (con tope plano)	D 3,50 / d <b>1,30</b> / L5	STM2724D130L5	10	82,50 €
Casquillo de titanio, interior (con tope plano)	D 3,50 / d <b>2,00</b> / L5	STM2724D200L5	10	82,50 €
Casquillo de titanio, interior (con tope plano)	D 3,50 / d <b>2,20</b> / L5	STM2724D220L5	10	82,50 €
Casquillo de titanio, interior (con tope plano)	D 3,50 / d <b>2,35</b> / L5	STM2724D235L5	10	82,50 €
Casquillo de titanio, interior (con tope plano) <b>ENDO</b>	D 3,50 / d <b>1,00</b> / L5	STM2728D100L5	10	82,50 €
Casquillo de titanio, interior para <b>Thommen 2,00</b>	D 3,50 / d <b>2,00</b> / L6	STM2725D200L6	10	82,50 €
Casquillo de titanio, interior para <b>Thommen 2,80</b>	D 3,50 / d <b>2,80</b> / L6	STM2725D280L6	10	82,50 €
Se puede combinar cualquier casquillo exterior con los cualquier casquillo interior				
Casquillo de titanio, exterior para <b>Thommen 3,50</b>	D 4,40 / d <b>3,50</b> / L6	STM2725D350L6	5	53,50 €
Casquillo de titanio, exterior <b>3,50 corto</b>	D 4,00 / d <b>3,50</b> / L5	STM2702D350L5	10	82,50 €
Casquillo de titanio, exterior <b>3,50 largo</b>	D 4,00 / d <b>3,50</b> / L6	STM2702D350	10	82,50 €
Casquillo de titanio, exterior, <b>abierto</b>	D 5,00 / d <b>3,50</b> / L6	STM2718D350	5	67,50 €
Los casquillos de guia son indicados por el programa de diseño				
Casquillo de titanio de guia para <b>Ankylos ND</b>	D 5,50 / d <b>4,48</b> / L4	STM2715D448	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>Ankylos WD</b>	D 5,60 / d <b>4,90</b> / L4	STM2715D490	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>Astra EV "ND"</b>	D 5,60 / d <b>4,60</b> / L4	STM2715D460	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>Astra EV "WD"</b>	D 6,00 / d <b>5,20</b> / L4	STM2715D520	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>Astra TX "small"</b>	D 5,70 / d <b>4,70</b> / L4	STM2715D470	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>Astra TX "large"</b>	D 6,70 / d <b>5,70</b> / L4	STM2715D570	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>BioHorizons Yellow</b>	D 5,30 / d <b>4,30</b> / L6	STM2715D432	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>BioHorizons Green</b>	D 5,30 / d <b>5,10</b> / L6	STM2715D510	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>BioHorizons Blue</b>	D 5,30 / d <b>6,30</b> / L6	STM2715D630	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>Camlog 3,5</b>	D 4,50 / d <b>3,50</b> / L3	STM2715D350	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>Camlog 4,5 corto</b>	D 5,50 / d <b>4,50</b> / L3	STM2715D450L3	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>Camlog 4,5 largo</b>	D 5,50 / d <b>4,50</b> / L4	STM2715D450	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>MIS narrow</b>	D 4,60 / d <b>4,00</b> / L4	STM2715D400	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>MIS</b>	D 6,50 / d <b>5,50</b> / L4	STM2715D550	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>Nobel Biocare NP</b>	D 4,70 / d <b>4,10</b> / L3,5	STM2715D410	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>Nobel Biocare RP</b>	D 6,00 / d <b>5,00</b> / L3,5	STM2715D500	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>Nobel Biocare WP</b>	D 7,00 / d <b>6,20</b> / L3,5	STM2715D620	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>Straumann Guided Pilot</b>	D 3,80 / d <b>2,20</b> / L6	STM2726D220L6	5	53,50 €

## STECO - Lista de Casquillos e Instrumentos



Descripción	Dimensiones	REF	Cantidad	PVP
Casquillo de titanio de guia para <b>Straumann 2,80</b>	D 3,80 / <b>d 2,80</b> / L6	STM2715D280	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>Straumann 5,00</b>	D 6,00 / <b>d 5,00</b> / L5	STM2715D500L5	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>Sweden &amp; Martina 4,25</b>	D 5,00 / <b>d 4,25</b> / L5	STM2715D425	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>Sweden &amp; Martina 5,55</b>	D 6,35 / <b>d 5,55</b> / L5	STM2715D555	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>XIVE ND</b>	D 5,50 / <b>d 4,48</b> / L4	STM2715D448	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>XIVE WD</b>	D 6,00 / <b>d 5,20</b> / L4	STM2715D520	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>Zimmer A</b>	D 5,20 / <b>d 4,20</b> / L4	STM2715D420	5	53,50 €
Casquillo de titanio de guia para <b>Zimmer B</b>	D 6,30 / <b>d 5,30</b> / L4	STM2715D530	5	53,50 €

Estos casquillos son exclusivamente para los pines de anclaje (Pines no vendemos)

Casquillo de titanio para pines de anclaje	D 3,50 / <b>d 1,50</b> / L10	STM2720D150L10	10	82,50 €
--	------------------------------	----------------	----	---------

Las bolas sirven de referencia para medir alturas y distancias

Bolas de titanio de referencia <b>5,00</b>	D 5,00	STM2709D500	10	68,00 €
Bolas de titanio de referencia <b>2,50</b>	D 2,50	STM2709D250	3	15,00 €

Fresa para los casquillos

Fresa para casquillos <b>unicos</b>		STM2701B300	1	55,00 €
Fresa para casquillos <b>interiores</b>		STM2703B350	1	84,00 €
Fresa para casquillos <b>exteriores</b>		STM2702B400	1	84,00 €
Fresa ATEC para casquillo <b>Endo L 21mm</b>		STO2728B044051	1	55,00 €
Fresa ATEC para casquillo <b>Endo L 28mm</b>		STO2728B044052	1	55,00 €

Llaves de inserción de los casquillos en la férula

Llave de inserción para casquillos <b>unicas</b>		STM2701E235	1	16,00 €
Llave de inserción para casquillos <b>interiores 2,00</b>		STM2703E200	1	16,00 €
Llave de inserción para casquillos <b>interiores 2,35</b>		STM2703E235	1	16,00 €
Llave de inserción para casquillos <b>exteriores 3,50</b>		STM2702E350	1	16,00 €

Sujeta-casquillo para pegar los casquillos en la férula

Sujeta-casquillo para casquillos <b>exteriores L 6 mm</b>		STM2715H350	1	24,00 €
Sujeta-casquillo para casquillos de guia de <b>d 2,80</b>		STM2715H280	1	24,00 €
Sujeta-casquillo para casquillos de guia de <b>d 4,10</b>		STM2715H410	1	24,00 €
Sujeta-casquillo para casquillos de guia de <b>d 4,48</b>		STM2715H448	1	24,00 €
Sujeta-casquillo para casquillos de guia de <b>d 4,50</b>		STM2715H450	1	24,00 €
Sujeta-casquillo para casquillos de guia de <b>d 4,90</b>		STM2715H490	1	24,00 €
Sujeta-casquillo para casquillos de guia de <b>d 5,00</b>		STM2715H500	1	24,00 €
Sujeta-casquillo para casquillos de guia de <b>d 5,20</b>		STM2715H520	1	24,00 €
Sujeta-casquillo para casquillos de guia de <b>d 6,20</b>		STM2715H620	1	24,00 €

D: Diametro exterior

d: Diametro interior

L Largo total

Lista valida desde el 01.02.2019.

Todos los precios sin IVA.

Vers. 1 / 31-01-19 / LP-CASQ-E