



**Ti-SYSTEM**

# Ti-System

Sistema de fijación para membranas y láminas



# Ti-SYSTEM

## Sistema de fijación para membranas y láminas

### El principio: fijar clavando, quitar desatornillando

El Ti-System es un sistema de fijación para membranas y láminas.

Los pins Ti-Titanium combinan todas las ventajas de manipulación del clavado con las del atornillado.

Los pins Ti-Titanium se clavan en el hueso de forma rápida, precisa y fiable sin necesidad de una perforación previa.

Los pins Ti-Titanium se retiran con rapidez y de forma poco agresiva utilizando el destornillador hexagonal suministrado. El proceso resulta fácil gracias a la rosca situada bajo la cabeza de los innovadores pins Ti-Titanium y al destornillador perfectamente adaptado.

El Ti-System ofrece una solución cómoda para la fijación segura, rápida y simple de todo tipo de láminas y membranas para cirugía de aumento óseo, y para su retirada igual de segura, rápida y simple.

#### Gama completa de componentes

Los pins Ti-Titanium (fabricados con titanio de grado 5) están disponibles en dos longitudes: 3 mm para hueso normal y 5 mm para hueso muy blando. Gracias al tratamiento de pasivación electroquímica, los pins resultan absolutamente neutros desde el punto de vista bioeléctrico, por lo que contribuyen a una buena cicatrización y regeneración ósea sin irritaciones.

El recipiente Steribox incluido sirve para guardar y esterilizar los pins, así como para acoplarlos al instrumento de colocación, y constituye un componente importante del Ti-System.

Todos los componentes del Ti-System pueden encargarse individualmente; los pins están disponibles en envases de 5 unidades y envases ahorro de 10 unidades.

#### Disfrute de un precio reducido con el juego inicial completo:

El juego inicial del Ti-System incluye:

- Diez pins de 3 mm y cinco pins de 5 mm
- Un instrumento de colocación de pins con dos puntas (de titanio y acero inoxidable)
- Un recipiente Steribox para los pins
- Un destornillador hexagonal

