


METACON

Cera universal fotopolimerizable

Metacon es la única cera fotopolimerizable para la modelación de cualquier indicación



- ▶ Metacon es totalmente calcinable.
- ▶ Se une perfectamente a cualquier cera.
- ▶ Es más estable que una cera tradicional.
- ▶ Tiene memoria.
- ▶ Se modela en frío o con la técnica de inmersión.
- ▶ Los esqueléticos se modelan sin modelo de revestimiento; se trabaja como si fuese prótesis fija.
- ▶ Permite pruebas en boca antes del colado.
- ▶ Se repasa antes del colado; resultados más lisos.
- ▶ Ahorro en fresas, revestimiento y tiempo.

Disponemos de una gran variedad de preformas, bebederos, planchas y otros consumibles

(ver reverso)

METALIGHT

Innovadoras máquinas de luz refrigeradas por aire

MINI

Refrigeración por aire para una polimerización suave y homogénea

Dos bombillas que cubren el espectro de 320 nm hasta 500 nm

Cámara para hasta dos modelos

Manipulación fácil y confortable

Diseño moderno

Casco metálico y revestido de varias capas con componentes mecanizados con máquinas CNC


Robusta y estable

Especificaciones

230 V / 50 Hz

Exterior: a=162 mm, l=310 mm, d=120mm

Interior: alt.=60-35mm, l=160 mm, a=90mm



Refrigeración por aire para una polimerización suave y homogénea

Tres niveles de polimerización y controlada electrónicamente

Cuatro bombillas que cubren el espectro de 320 nm hasta 500 nm

Cámara de polimerización grande

Manipulación fácil y confortable

Diseño moderno

Casco metálico y revestido de varias capas con componentes mecanizados con máquinas CNC

Robusta y estable

Especificaciones

230 V / 50 Hz

Exterior: a=230 mm, l=330 mm, d=180 mm

Interior: alt.=120-80 mm, l=160 mm, a=124 mm

CLASSIC

Manipulación fácil y confortable

Tres niveles de polimerización y controlada electrónicamente

Espacio interior muy grande para acoger los articuladores comunes

Refrigeración por aire para una polimerización suave y homogénea

Casco metálico y revestido de varias capas con componentes mecanizados con máquinas CNC

Robusta y estable

12 bombillas del rango de 320 hasta 500 nm

Especificaciones


230 V / 50 Hz

Exterior: a=383 mm, d=243 mm

Interior: a=200 mm, d=190 mm



Lista de las preformas, bebederos, planchas y otros consumibles del sistema



- PTKP100 Gancho curvado, mediano (4 hojas - 100 piezas)
- PTKP200 Gancho curvado, grande (5 hojas - 140 piezas)
- PTKP300 Gancho anular (5 hojas - 130 piezas)
- PTKP400 Gancho recto, grande (5 hojas - 180 piezas)
- PTKP500 Gancho recto, mediano (5 hojas - 180 piezas)
- PTKP600 Gancho Roach (5 hojas - 100 piezas)

- PTRP100 Retención con agujeros para maxilares (5 hojas - 10 pcs)
- PTRP150 Retención para completas (5 hojas - 10 piezas)
- PTRP200 Retención con agujeros (6 hojas)
- PTRP300 Retención para silla (5 hojas - 45 piezas)
- PTRP350 Retención doble (5 hojas - 40 piezas)
- PTRP400 Retención con agujeros en banda (5 hojas - 45 piezas)



- PTBP100 Barra lingual curvada (40 piezas)
- PTBP200 Barra lingual con retención (20 piezas)
- PTBP300 Barra lingual recta en forma de gota (45 piezas)
- PTBP400 Barra lingual recta en forma trapezoidal (40 piezas)
- PTBP500 Barra palatina (45 piezas)

- PTFP100 Cara oclusal maxilar (3 hojas - 120 piezas)
- PTFP200 Cara oclusal mandibular (3 hojas - 120 piezas)
- PTFP300 Sochapado (3 hojas - 150 piezas)



- PTPP101 Plancha rugosa 0,35x67x130mm (6 hojas)
- PTPP201 Plancha rugosa 0,45x67x130mm (6 hojas)
- PTPP301 Plancha rugosa 0,55x67x130mm (6 hojas)
- PTPP401 Plancha rugosa 0,65x67x130mm (6 hojas)
- PTPP151 Plancha lisa 0,55x67x130mm (6 hojas)
- PTPP251 Plancha lisa 0,80x67x130mm (6 hojas)
- PTPP351 Plancha lisa 1,40x67x130mm (5 hojas)
- PTPP451 Plancha lisa 1,80x67x130mm (5 hojas)



- PTGK100 Bebedero 1,5mm (15 g)
- PTGK200 Bebedero 2,5mm (30 g)
- PTGK300 Bebedero 3,5mm (53 g)
- PTGK400 Bebedero 6,0mm (60 g)
- PTGK500 Barra de media caña 1,6mm (16 g)
- PTGK600 Barra de media caña 2,2mm (22 g)



- PTMW100 Metawax Cera para modelar (20 g)
- PTIM200 Metatouch Aislante para manos (43 g)
- PTIM300 Metaseal Aislante para modelos (43 g)



- PTVB100 Metabond - Pegamento (10 ml)
- PTES100 Metacool - Spray refrigerante (bote de 150 ml)

Importador:



C/Isabel Colbrand, 10 Nave 147
28050 Madrid - Spain
Tel. + 34 917.362.317
Fax + 34 917.362.318
info@kuss-dental.com
www.kuss-dental.com

Distribuidor: